

Ep-CAM - Anticorpo Monoclonal anti-humano - Clone (EP155)

Rabbit anti-human Ep-CAM Monoclonal Antibody (Clone EP155)

Código	EP-12-51313	1ml
• Diluição recomendada	:	1:50
• Validade e lote do produto	:	Ver frasco
• Temperatura de armazenamento	:	2 à 8°C (não congelar)
• Clone	:	EP155 ³
• Isotipo Ig	:	Coelho IgG
• Imunógeno	:	Peptídeo sintético correspondente a resíduos na proteína humana Antígeno Epitelial (Ep-CAM).
• Reatividade	:	RUO - (Humanos - não testados em outras espécies)
• Controle positivo	:	Cólon para tecido normal e Carcinoma do cólon para tecido anormal.
• Marcação	:	Membrana celular

Aplicações conhecidas

Em Imuno-histoquímica (IHQ) para uso em tecidos embebidos em parafina. Não testado em tecidos congelados e técnicas de western-blotting.

Especificações:

Ep-CAM é uma glicoproteína transmembranar do tipo I altamente conservada e é expressa na maioria das células epiteliais normais e malignas. Como uma molécula de adesão celular independente de cálcio, a Ep-CAM está intrinsecamente ligada à via da Caderina Catenina e, portanto, à via fundamental do WNT, responsável pela sinalização e polaridade intracelular. Ep-CAM é também conhecido como molécula de adesão de células epiteliais ou MOC31, Ber-EP4. É detectado na membrana / citoplasma da maioria dos tecidos epiteliais (todos epiteliais simples, pseudoestratificados e transicionais), com exceção do epitélio escamoso adulto e algumas células derivadas do epitélio, como hepatócitos, queratinócitos epidérmicos, células parietais gástricas, células mioepiteliais e epitélio cortical tímico. Nos tumores, a Ep-CAM é mais expressa pela maioria dos carcinomas epiteliais humanos, exceto os carcinomas hepatocelulares (HCC). Um anticorpo para Ep-CAM é útil para a identificação de tumores com origem epitelial, e também pode ser usado para diferenciar HCC de adenocarcinoma metastático no fígado.

Armazenagem e estabilidade:

Armazenar entre 2°C e 8°C, porém o uso é feito em temperatura ambiente.

Conteúdo:

1. Ver frasco.

Notas técnicas importantes:

1. Evitar contato dos reagentes com os olhos e membranas mucosas. Caso os reagentes entrem em contato com áreas sensíveis lavar abundantemente com água.
2. Esse produto é prejudicial se ingerido.
3. Consulte as autoridades locais ou estaduais com relação ao método recomendado de descarte
4. Evitar a contaminação microbiana dos reagentes
5. Recomendado para uso em pesquisa (RUO)

Notas do protocolo:

A diluição ideal do anticorpo e protocolos para uma aplicação específica podem variar. Devido à sensibilidade superior destes reagentes exclusivos, os tempos de incubação recomendados não são aplicáveis a outros sistemas de detecção, pois os resultados podem variar. Os protocolos ideais para uma aplicação específica podem variar. Esses incluem, mas não estão limitados à fixação, método de recuperação de calor, tempos de incubação, diluição de anticorpos, espessura da secção de tecido. As recomendações e protocolos da literatura são baseados em uso exclusivo de produtos EasyPath. Em última análise, é responsabilidade do pesquisador para determinar as condições ideais. Este produto é apenas para uso profissional. A imuno-histoquímica é um processo de diagnóstico de múltiplas etapas que consiste em treinamento especializado na seleção dos reagentes apropriados, seleção de tecidos, fixação e em processamento, preparação da lâmina IHQ e interpretação do resultado de coloração. A utilização em tecido congelado não foi validado.

Protocolo:

- 1 - Desparafinização - Estufa 60-65 °C por 3 horas, depois bateria de Xilol e diluições decrescentes de álcool e lavar em água destilada
- 2 - Recuperação antigênica - Colocar 600ml de água destilada na câmara pressurizada (MuscaePlus/ EasyPath) e a(s) lâmina(s) no recipiente com tampão EDTA 10X pH8,5(Recomendado EP-12-20553/6 EasyPath), tampar a câmara e deixar 15 minutos em 110° C, conforme pré-programado, esfriar em temperatura ambiente por 20 minutos no próprio tampão.
- 3 - Bloqueador de Peroxidase EasyPath por 5 minutos, lavar com TBS e em seguida secar a lâmina com papel macio.
- 4 - Anticorpo primário (Biocare ou EasyPath) por 30-60 minutos (Conforme padronização do laboratório), lavar com TBS e em seguida secar a lâmina com papel macio.
- 5 - Amplificador do anticorpo EasyPath por 15 minutos, lavar com TBS e em seguida secar a lâmina com papel macio.
- 6 - Polímero PolyFusion-HRP EasyPath por 30 minutos, lavar com TBS e em seguida secar a lâmina com papel macio. Nota: O polímero é sensível à luz. Evitar a exposição desnecessária.
- 7 - Preparar o DAB EasyPath com 15 minutos de antecedência (Proporção: 1ml de DAB Substrato para 1 gota de DAB Cromógeno).
- 8 - DAB EasyPath por 5 minutos, lavar com TBS, depois com lavar com água deionizada e secar a lâmina com papel macio.
- 9 - Potencializador do DAB EasyPath (etapa não obrigatória) por 2 minutos, lavar com TBS, depois com lavar com água deionizada e secar a lâmina com papel macio.
- 10 - Hematoxilina EasyPath por 1 minuto e lavar em água corrente por 1 minuto.
- 11 - Bateria de álcool e xilol.
- 12 - Montar a(s) lâmina(s).

INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção de um melhor resultado da metodologia e uma completa compreensão da terminologia utilizada, nós recomendamos as seguintes indicações:

Número de testes realizados *

O número mínimo de testes é calculado com 100µl gotas de reagente, aconselhamos seguir esta quantidade de reagentes. Em casos de seções pequenas, no entanto, pode-se utilizar menos.

Tempo de execução

O tempo de execução foi calculado somando-se a duração de todas as etapas do método. Ele não inclui o tempo de desparafinizar, hidratar e desidratar o corte.

Coloração final

A metodologia foi padronizada a uma temperatura média de 20°C e em condições normais de trabalho, utilizando-se os produtos indicados nesta literatura. Pode ocorrer uma pequena variação na coloração final, devido principalmente a variação da temperatura, ocorrendo esta variação, deve-se alterar o tempo utilizado em cada reagente, com o objetivo de intensificar ou diminuir a coloração.

Validade

Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Cada produto possui uma etiqueta com identificação do lote e data de vencimento.

Equipamento básico

Bandeja de incubação horizontal, comercializada pelo Grupo Erviegas, código EP-51-05021.

Câmara pressurizada MuscaePlus (EasyPath) para recuperação antigênica com controle de pressão, temperatura e tempo.

Dois séries de solventes, conforme metodologia de cada kit:

- DESCENDENTE: para desparafinizar e levar os cortes das seções para água destilada, composta de: xilol (x2), etanol absoluto (x2), etanol a 96%, etanol a 70% e água destilada.
- ASCENDENTE: para desidratar e limpar, composta de: etanol a 70%, etanol a 96%, etanol absoluto (x2) e xilol (x2).

Aconselhamos o uso do meio de montagem ERV-MOUNT, comercializado pela Grupo Erviegas código EP-51-05042 frasco com 500ml e EP-51-05041 frasco com 100ml.

Equipamento complementar

Podem-se ser utilizadas micropipetas para reduzir a quantidade de reagentes utilizados durante o processo, bem como outros sistemas de recuperação antigênica como micro-ondas, panela de pressão, banho maria ou sistema automatizados para imuno-histoquímica como intelliPATH (Biocare).



Fixação e meios de inclusão

Os tempos dos métodos foram determinados a partir de cortes histológicos de fragmentos fixados em formol tamponado com pH 7 com tampão fosfato e inclusos em parafina, pelo tempo mínimo de fixação (Recomendado – Histofix, fixador EasyPath). A utilização de outros fixados nas práticas histológicas comuns (piocromoformol de Bouin, B5), temperatura do processamento, inclusão e desparafinação podem interferir na metodologia e tempos de incubações.

Garantia Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para mais informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br.

Referências Bibliográficas

1. Fong D, Seeber A, Terracciano L, Kasal A, Mazzoleni G, Lehne F, Gastl G, Spizzo G. Expression of EpCAM(MF) and EpCAM(MT) variants in human carcinomas. *J Clin Pathol*. 2014 May;67(5):408-14. doi: 10.1136/jclinpath-2013-201932
2. Chen X, Pang B, Liang Y, Xu SC, Xin T, Fan HT, Yu YB, Pang Q. Overexpression of EpCAM and Trop2 in pituitary adenomas. *Int J Clin Exp Pathol*. 2014 Oct 15;7(11):7907-14.
3. van der Fels CAM, Rosati S, de Jong IJ. EpCAM Expression in Lymph Node Metastases of Urothelial Cell Carcinoma of the Bladder: A Pilot Study. *Int J Mol Sci*. 2017 Aug 18;18(8).
4. Dai XM, Huang T, Yang SL, Zheng XM, Chen GG, Zhang T. Peritumoral EpCAM Is an Independent Prognostic Marker after Curative Resection of HBV-Related Hepatocellular Carcinoma. *Dis Markers*. 2017;2017:8495326.
5. Mokhtari M, Zakerzade Z. EPCAM Expression in Colon Adenocarcinoma and its Relationship with TNM Staging. *Adv Biomed Res*. 2017 May 2;6:56.
6. Gao S, Sun Y, Liu X, Zhang D, Yang X. EpCAM and COX-2 expression are positively correlated in human breast cancer. *Mol Med Rep*. 2017 Jun;15(6):3755-3760.
7. Sadeghi S, Hojati Z, Tabatabaeian H. Cooverexpression of EpCAM and c-myc genes in malignant breast tumours. *J Genet*. 2017 Mar;96(1):109-118.
8. Kamal NM, Salem HM, Dahmouh HM. Immunohistochemical expression of epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) in mucoepidermoid carcinoma compared to normal salivary gland tissues. *Arch Oral Biol*. 2017 Jul;79:87-94.