

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Produto:** Histokit - Picosírius-Hematoxilina**Código:** EP-11-20011**Marca:** EasyPath**Lote:** 040124/1**Validade:** 01/06/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de colágeno.

**Método Utilizado**

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos - Grupo Erviegas)

**Resultados Esperado**

Observação de colágeno em vermelho.

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**


| Reagente      | Aspecto      | Aprovado |
|---------------|--------------|----------|
| Ácido pícrico | avermelhado  | X        |
| Hematoxilina  | Líquido roxo | X        |

**RESULTADO AO MICROSCÓPIO**

|   |                |
|---|----------------|
| X | Aprovado       |
|   | Insatisfatório |

**Observações:**

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001