

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Produto:** Histokit – Ziehl Neelsen Faraco

**Código:** EP-11-20452

**Marca:** EasyPath

**Lote:** 060324/1

**Validade:** 03/08/2025

### Aplicação

Método utilizado para a visualização de bactérias álcool ácido resistentes.

### Método Utilizado

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)


### Resultados Esperados

Visualização de bactérias (rosa) e fundo azul.

## RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Solução Engordurante	Líquido amarelado	X
Fucsina de Ziehl	Líquido vermelho	X
Diferenciador	Líquido incolor	X
Azul de Metileno	Líquido azul	X

## RESULTADO MICROSCÓPICO



Aprovado	X
Insatisfatório	

### Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

*AG Silva*

Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001