

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit - Grocott**Código:** EP-12-20017**Marca:** EasyPath**Lote:** 011325/1**Validade:** 13/07/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de fungos.

Método Utilizado


Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)

Resultados Esperados

Impregnação pela prata e observação de fungos

RESULTADOS DAS ANÁLISES

| Reagente | Aspecto | Aprovado |
|-----------------|-------------------|----------|
| Ácido crômico | Líquido vermelho | X |
| Prata | Líquido incolor | X |
| Bórax | Líquido incolor | X |
| Cloreto de ouro | Líquido amarelado | X |
| Verde Luz | Líquido verde | X |

RESULTADO MICROSCÓPICO

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Aprovado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insatisfatório | <input type="checkbox"/> |

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.