

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit – Fontana Masson**Código:** EP-12-20024**Marca:** EasyPath**Lote:** 040224/1**Validade:** 02/10/2024**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de melanócitos.

Método Utilizado


Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)

Resultados Esperados

Impregnação pela prata e observação de pigmentos de melanina.

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Prata	Incolor	X
Cloreto de Ouro	Líquido amarelo	X
Tiosulfato	Líquido incolor	X
Eosina	Líquido avermelhado	X

RESULTADO MICROSCÓPICO

Aprovado	X
Insatisfatório	

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

Andressa Germano de Silva
Responsável Técnica
CRBio: 068001