

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Tampão Recovery Tris-EDTA pH9.0 (10X)**Código:** EP-12-20554**Marca:** EasyPath**Lote:** 011624/1**Validade:** 16/01/2026**Aplicação**

Tampão de recuperação antigênica utilizado para técnica de Imuno-histoquímica.

Composição

O Tampão Tris-EDTA contém um surfactante que permite que os reagentes se espalhem uniformemente por todo tecido histológico.

Resultados Esperados

Solução homogênea com pH 9.0*.


*A temperatura pode alterar o pH, podendo ocorrer uma variação de até 5%.

RESULTADOS DA ANÁLISE

Reagente	Aspecto	Aprovado
Tampão Recovery Tris-EDTA	Líquido Roxo	X

Aprovado	X
Insatisfatório	

Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

Andressa Germano de Silva
Responsável Técnica
CRBio: 068001