

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Produto:** Tampão Recovery Tris-EDTA pH9.0 (10X)**Código:** EP-12-20554**Marca:** EasyPath**Lote:** 081622/1**Validade:** 16/08/2024**Aplicação**

Tampão de recuperação antigênica utilizado para técnica de Imuno-histoquímica.

**Composição**

O Tampão Tris-EDTA contém um surfactante que permite que os reagentes se espalhem uniformemente por todo tecido histológico.

**Resultados Esperados**

Solução homogênea com pH 9.0\*.


\*A temperatura pode alterar o pH, podendo ocorrer uma variação de até 5%.

**RESULTADOS DA ANÁLISE**

Reagente	Aspecto	Aprovado
Tampão Recovery Tris-EDTA	Líquido Roxo	X

Aprovado	X
Insatisfatório	

Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001